

แนวทางการปฏิบัติในการทำให้เกิดท้องมานในสัตว์เพื่อการผลิตโมโนโคลนัลแอนติบอดี

(Guidelines for Ascites Production)

วิธีการผลิตโมโนโคลนัลแอนติบอดี (mAb) โดยการทำให้เกิดท้องมานนั้นจะต้องพิจารณาเหตุผลความจำเป็นด้านวิทยาศาสตร์ในกรณีที่ไม่มียาหรือวิธีการอื่นที่สามารถให้คุณภาพและความเข้มข้นของ mAb ตามที่ต้องการใช้ในโครงการวิจัย สิ่งที่ต้องคำนึงถึงในการใช้วิธีทำให้เกิดท้องมานคือความเจ็บปวดและความไม่สบายที่จะเกิดขึ้นจากปฏิกิริยาของการอักเสบในช่องท้องของสัตว์ซึ่งไม่ใช่เฉพาะเกิดการอักเสบในเยื่อช่องท้อง (peritonitis) เท่านั้น แต่ต้องพิจารณาการเกิดเนื้องอก (fibrinous tags) เกาะติดกับผิวของอวัยวะอื่นในช่องท้องเช่น ลำไส้ ม้าม และตับ

โครงการที่จะผลิต mAb โดยใช้วิธีนี้ต้องมีกระบวนการต่างๆที่สมเหตุสมผล เพื่อลดความไม่สบายและความเครียดที่จะเกิดขึ้นกับสัตว์ ดังนี้

1. ขั้นตอนการกระตุ้นภูมิคุ้มกัน (Immunization procedure) ต้องทำโดยบุคลากรที่มีประสบการณ์และมีความชำนาญ
2. มีการสังเกตสัตว์ทุกวัน วันละ 2 ครั้ง โดยบุคลากรที่มีความรู้และความสามารถในการสังเกตอาการแสดงของสัตว์
3. จำกัดการเจาะช่องท้องเพื่อระบายของเหลวเพียง 3 ครั้ง โดยการเจาะครั้งที่ 4 ต้องเป็นการเก็บตัวอย่างครั้งสุดท้าย
4. เตรียมการทำการุณยฆาต (euthanasia) หากสัตว์แสดงอาการเครียดและพบว่าสัตว์อยู่ในภาวะเจ็บใกล้ตาย

เนื่องจากการพัฒนาวิธีเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ (tissue culture) และสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ มากยิ่งขึ้นเพื่อการผลิต mAb ดังนั้นนักวิจัยต้องตระหนักถึงและพิจารณาใช้ทางเลือกเหล่านี้ทดแทนการผลิตในสัตว์ ยกเว้นมีเหตุผลความจำเป็นด้านวิทยาศาสตร์

ข้อพิจารณาเพื่อประเมินการจัดเตรียมข้อเสนอโครงการผลิต mAb

1. มีเหตุผลทางวิทยาศาสตร์สนับสนุนการผลิต mAb หรือไม่ อะไรคือเป้าหมายของงานวิจัยหรือโครงการที่ต้องการใช้แอนติบอดี
2. ต้องการแอนติบอดีจำนวนเท่าใด? และช่วงเวลาใด
3. hybridomas ต้องถูกทดสอบโดยวิธี MAP (Mouse Antibody Production) หรือไม่
4. มีความพยายามอย่างเพียงพอที่จะเพิ่มปริมาณ hybridomas ในหลอดทดลอง (*in vitro*) หรือไม่
5. ผลิตที่หน่วยงานหรือผลิตเพื่อการค้า
6. สายพันธุ์ (strain) และจำนวนของสัตว์ที่ใช้มีความเหมาะสมหรือไม่

7. มีการปูพื้น (priming) เหมาะสมหรือไม่ในแง่ของประเภท (type) และจำนวน (amount) และช่วงเวลาเพื่อการเพาะเลี้ยงเซลล์ (inoculation of hybridomas)
8. สัตว์ควรได้รับการเฝ้าสังเกตอย่างเพียงพอเพื่อดูอาการทางคลินิก และกำหนดหลักเกณฑ์การการุณยฆาต

ขั้นตอนการผลิต mAb โดยการทำให้สัตว์ท้องมาน

แนวทางการปฏิบัติมีดังนี้

- ก. การปูพื้น (priming) : ปริมาณของสารที่ใช้กระตุ้นเพื่อทำให้เกิดการเติบโตของถุงน้ำในช่องท้องควรลดจำนวนลงให้เหลือน้อยที่สุดเท่าที่จำเป็น เช่นเดียวกันกับที่ต้องลดความเครียดที่อาจจะเกิดขึ้นจากการระคายเคืองจากสารกระตุ้นที่ใช้ แม้ว่าจะมีการใช้ Pristane ปริมาณ 0.5 ml ในหนูไมซ์โตเต็มวัย แต่พบว่าปริมาณ 0.1-0.2 ml ก็มีประสิทธิภาพสำหรับ hybridomas หลายชนิด ตามหลักการทางวิทยาศาสตร์ให้ใช้ในปริมาณ >0.2 ml และกระตุ้นซ้ำหลายครั้ง แต่ปริมาณ pristine ที่แนะนำให้ใช้คือ 0.1 ml (เอกสารอ้างอิง 1)
- ข. การบ่มเพาะ hybridomas (Hybridomas Inoculation) : ช่วงเวลาระหว่างการปูพื้นและการบ่มเพาะ hybridomas และจำนวนเซลล์ที่ใช้ขึ้นอยู่กับประสบการณ์ของนักวิจัย จำนวนเซลล์ที่ใช้ในช่วง $10^5 - 10^7$ เซลล์ ในปริมาณ 0.1-0.5 ml โดยปกติขั้นตอนนี้จะทำหลังการปูพื้น 10-14 วัน โดยทั่วไปปริมาณความเข้มข้นที่สูงมากจะทำให้อัตราการตายสูง และความเข้มข้นน้อยกว่า 1×10^5 ทำให้เกิดถุงน้ำขนาดเล็กและมีแนวโน้มที่จะได้ปริมาณ mAb น้อยด้วย การเตรียมเซลล์ที่อยู่ในรูปสารแขวนลอย (cells suspension) ควรทำภายใต้สภาพปลอดเชื้อ
- ค. MAP Testing: Hybridomas ควรมีการทดสอบ Mouse Antibody Production: MAP ก่อนที่จะฉีดเข้าไปในสัตว์ตัวรับ (host) เพื่อป้องกันการติดเชื้อที่อาจเกิดขึ้นจากการปนเปื้อนของ cell lines ใน mouse antibodies ซึ่งอาจติดต่อถึงเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในสัตว์ ต้องแนบสำเนาผลการทดสอบ MAP testing ไว้กับข้อเสนอโครงการด้วย
- ง. การสังเกต/ติดตามดูแลสัตว์ : การดูแลสัตว์เป็นรายตัวโดยบุคลากรที่ทราบลักษณะอาการทางคลินิกของสัตว์ที่ถูกทำให้เกิดท้องมาน ควรสังเกตอาการสัตว์ทุกวัน วันละ 2 ครั้ง รวมทั้งในวันหยุดและวันนักขัตฤกษ์ด้วยหลังจากมีการฉีดสาร สังเกตขนาดของท้องเป็นประจำทุกวัน เพื่อว่าอาจทำการเจาะระบายของเหลวจากช่องท้องหากจำเป็น สัตว์จะถูกสังเกตวันละ 2 ครั้งเพื่อดูลักษณะการโป่งนูนของช่องท้อง ความหยาบของขน การสูญเสียความอยากอาหาร ภาวะขาดน้ำของร่างกาย น้ำหนักตัวลด สูญเสียสภาพปกติของร่างกาย ไม่ทำกิจกรรม เคลื่อนไหวด้วยยากลำบาก หายใจเร็ว หายใจลำบาก สัตว์ที่แสดงอาการผิดปกติอย่างรุนแรง มีก้อนเนื้อออกโตแข็ง หรือเริ่มมีอาการเจ็บป่วยรุนแรงก่อนที่ถุงน้ำจะมีขนาดใหญ่ที่สุด (ประมาณ 2 เท่าของความกว้างปกติของช่วงท้อง) จะเตรียมพร้อมเพื่อทำ

การุณยฆาต การพิจารณาให้การตายเป็นจุดสิ้นสุดการทดลองไม่สามารถยอมรับได้ ควรมีการระบุอย่างชัดเจนไว้ในข้อเสนอโครงการว่าจะใช้จุดสิ้นสุดการทดลองอย่างไร

จ. การเจาะช่องท้อง/การเก็บ ascites fluid: ลักษณะจำเพาะของผลผลิต antibodies มีความแตกต่างอย่างมีนัยสำคัญของ hybridomas cell lines ที่ใช้ วิธีการปฏิบัติเมื่อเกิดการเปลี่ยนแปลงทางคลินิกของโรคก็มีความแตกต่างกัน เพื่อให้ได้ปริมาณ antibody มากที่สุดแต่ต้องเกิดความไม่สบายกับสัตว์น้อยที่สุด นักวิจัยต้องตระหนักถึงสิ่งสำคัญ 4 อย่าง

- มีการประเมินขนาดช่วงท้องของสัตว์เป็นประจำเพื่อดูเวลาที่เจาะระบายของเหลวเพื่อลดอาการรุนแรงของโรคและอัตราการตาย (ไม่เกิน 2 เท่าของขนาดท้องปกติ)
- ต้องติดตามสังเกตสัตว์วันละ 2 ครั้ง ดูตัวอย่างใกล้ชิดหลังการเจาะระบายของเหลวเพื่อหลีกเลี่ยงอาการช็อคที่เกิดจากการสูญเสียน้ำจากร่างกาย อาจให้น้ำเกลือใต้ผิวหนังประมาณ 2-3 ml เพื่อทดแทน
- ควรเจาะระบายของเหลวเพื่อไม่ให้สัตว์มีน้ำหนักเพิ่มขึ้นเกิน 20% เมื่อเทียบกับวันแรกที่เริ่มการทดลอง (day 0) ยกตัวอย่างเช่นหนูน้ำหนัก 20 กรัม ก็ไม่ควรมีน้ำหนักเพิ่มขึ้นมากกว่า 24 กรัม
- เจาะระบายของเหลวได้มากที่สุด 3 ครั้ง (ปริมาณ antibody สูงสุด/จำนวนสัตว์น้อยที่สุด)

รายงานสรุปของ ILAR (สภาวิจัยแห่งชาติ, การผลิตโมโนโคลนัลแอนติบอดี, National Academy Press, 1999) อยู่ในเอกสารอ้างอิง 2

ผลการใช้ Pristane ที่ปริมาณแตกต่างกันเพื่อการผลิตโมโนโคลนัลแอนติบอดี

(Effect of Different Pristane Priming Protocols on the Production of HPCG-14 MoAB in CD2F1 Mice)

ขนาด Pristane	ครั้งที่เจาะ	จำนวนหนู		ผลผลิตที่ได้		MoAB (mg)		สรุปสะสม			
		เริ่มต้น	ทดสอบ	ต่อตัว	รวม	ความเข้มข้น	รวม	ml		mg	
								ต่อตัว	รวม	รวม	ต่อตัว
0.2 ml (1X)	1 st	14	14	2.4	34	0.3	10.1	2.4	34	10.1	0.7
	2 nd	-	6	2.3	14	<0.1	<0.1	3.4	48	10.2	0.7
0.5 ml (1X)	1 st	14	8	3.0	24	1.6	38.4	3.0	24	38.4	4.8
	2 nd	-	8	2.3	18	2.3	42.0	5.25	42	80.4	5.7
	3 rd	-	2	2.1	4	0.6	2.5	5.76	46	82.9	5.9
0.2 ml (2X)	1 st	18	14	4.3	60	0.6	37.7	4.3	60	37.7	2.7
	2 nd	-	12	2.8	34	1.5	50.6	6.7	94	88.3	4.9
	3 rd	-	3	2.3	7	3.2	22.2	7.2	101	110.5	6.1
0.5 ml (2X)	1 st	20	19	4.3	81	0.6	47.4	4.3	81	47.4	2.5
	2 nd	-	19	3.1	59	0.9	54.0	7.3	140	101.4	5.1
	3 rd	-	10	2.0	20	1.4	27.4	8.0	160	128.8	6.4

Kenny J. and Reynolds C, 1992

เอกสารอ้างอิง 2

การผลิตโมโนโคลนัลแอนติบอดี
รายงานคณะกรรมการดูแลวิธีการผลิตโมโนโคลนัลแอนติบอดี
สถาบันวิจัยสัตว์ทดลอง
สภาวิจัยแห่งชาติ
1999

(Monoclonal Antibody Production, A Report of the Committee on Methods of Producing Monoclonal Antibodies, Institute for Laboratory Animal Research, National Research Council, 1999)

โมโนโคลนัลแอนติบอดี (Monoclonal Antibody: mAb) คือสารสำคัญที่ใช้ในงานวิจัยด้านชีวการแพทย์เพื่อวินิจฉัยโรค และการรักษาโรคติดเชื้อ และมะเร็ง แอนติบอดี (Ab) เหล่านี้ผลิตขึ้นโดย cell lines หรือการ clone ที่ได้จากสัตว์ที่ได้รับการกระตุ้นภูมิคุ้มกันด้วยสารที่เป็นวัตถุประสงค์ของการวิจัย เพื่อผลิต mAb ที่ต้องการ เซลล์จะต้องเจริญเติบโตโดยวิธีใดวิธีหนึ่งคือ โดยการฉีดเข้าไปในช่องท้อง (abdominal cavity) ของหนูที่ได้รับการเตรียมอย่างเหมาะสม หรือโดยการเพาะเลี้ยงเซลล์ในหลอดทดลอง (plastic flask) ขึ้นตอนหลังจากการเก็บของเหลวในท้องหนู (mouse ascitic fluid) หรือการเก็บสารจากกระบวนการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ (tissue culture supernatant) คือการหา mAb ที่ความเข้มข้นและความบริสุทธิ์ตามต้องการ การผลิต mAb ในหนูเป็นวิธีที่ทราบกันอย่างแพร่หลาย และมีการใช้กันอย่างกว้างขวางในห้องปฏิบัติการหลายแห่ง แต่วิธีการผลิตในหนูนั้นต้องระวังเรื่องการลดความเจ็บปวดทรมานที่จะเกิดขึ้นจาก cell lines ซึ่งบางครั้งเกิดขึ้นมากจนหนูท้องมานขนาดใหญ่เกินความจำเป็น หรือเกิดจากการเกิดเนื้องอกในอวัยวะอื่นที่อยู่ในช่องท้อง (invasion of the viscera)

การผลิตโมโนโคลนัลโดยวิธีเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อน่าจะเป็นที่ยอมรับกว้างขวางขึ้นหากวิธีการนี้เป็นที่รู้จักและมีความเข้าใจเป็นอย่างดีเทียบเท่ากับวิธีการใช้สัตว์ทดลอง และหากวิธีการนี้สามารถผลิต Ab ได้ ทุกๆ cell lines ที่ต้องการ แต่วิธีการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อนั้นมีค่าใช้จ่ายสูง ใช้เวลานาน และมักล้มเหลวในการผลิต Ab ที่ต้องการหากปราศจากทักษะความชำนาญของผู้ปฏิบัติ อย่างไรก็ตามวิธีการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อในปัจจุบันเริ่มมีต้นทุนถูกลง เป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้น และเริ่มมีการใช้อย่างแพร่หลายมากขึ้น

ต้นปี 1997 กลุ่มต่อต้านการทดลองกับสิ่งมีชีวิต (The American Anti-Vivisection :AAVA) ยื่นข้อร้องเรียนถึง NIH เพื่อยับยั้งการผลิต mAb ในสัตว์ทดลอง NIH ตอบรับปลายปี 1997 ยืนยันสิทธิ์ในการใช้วิธีการผลิต mAb ในสัตว์ทดลองว่าเป็นความจำเป็นทางวิทยาศาสตร์ ปี 1998 กลุ่มต่อต้านการทดลองกับสิ่งมีชีวิตยื่นข้อร้องเรียนที่สองถึงสภาวิจัยแห่งชาติ (NRC) เนื่องจากไม่ยอมรับคำตอบของ NIH เพื่อให้สภาวิจัยแห่งชาติตั้งคณะกรรมการศึกษาข้อร้องเรียนนี้ คณะกรรมการพิจารณาวิธีการผลิต mAb จึงถูกแต่งตั้งขึ้น

โดยประกอบด้วยผู้เชี่ยวชาญ 11 คน ซึ่งมีประสบการณ์ด้านงานวิจัยทางชีวการแพทย์ อายุกรรมสัตว์ทดลอง การวิจัยความเจ็บปวดในสัตว์ สวัสดิภาพสัตว์ และทนายแก้ต่าง (patient advocacy) คณะกรรมการถูกร้องขอให้พิจารณาว่ามีความจำเป็นทางวิทยาศาสตร์ในการผลิต mAb ในสัตว์หรือไม่ หากมีความจำเป็นจะมีข้อเสนอแนะใดที่ใช้เพื่อลดความเจ็บปวดทรมานที่จะเกิดขึ้น นอกจากนี้คณะกรรมการยังพิจารณาว่ามีข้อเรียกร้องด้านกฎหมายในการผลิต mAb หรือไม่ และสรุปสถานการณ์ปัจจุบันของการพัฒนาวิธีการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ

จากการทบทวนเอกสารที่เกี่ยวข้อง และเสนอข้อพิจารณาต่างๆ ให้คณะกรรมการซึ่งสมาชิกมีประสบการณ์ มีการนำเสนอผลงานในการประชุมเชิงปฏิบัติ 1 วัน โดยมีผู้บรรยาย 14 คน มีผู้สังเกตการณ์ 20 คน และคณะทำงานอีก 20 คน คณะกรรมการมีข้อสรุปและข้อเสนอแนะดังนี้

คณะกรรมการเห็นว่า การเลือกใช้วิธีการผลิต mAb ในสัตว์เป็นไปตามข้อเสนอแนะอื่นใน The Guide for Care and Use of Laboratory Animals ข้อแนะนำข้อหนึ่งซึ่งเกี่ยวกับการผ่าตัดแบบบรอดซีพหลายครั้ง The Guide ระบุว่า (หน้า 12) “การปฏิบัตินี้ไม่ควรทำแต่อนุญาตให้ทำได้หากนักวิจัยมีเหตุผลทางวิทยาศาสตร์อธิบาย และได้รับการอนุมัติโครงการโดยคณะกรรมการดูแลการเลี้ยงและใช้สัตว์ทดลอง (IACUC)” ดังนั้นคณะกรรมการจึงมีความเห็นว่าการผลิต mAb ในสัตว์สามารถกระทำได้หากมีเหตุผลทางวิทยาศาสตร์สนับสนุนและได้รับการอนุมัติโครงการจากคณะกรรมการดูแลการเลี้ยงและใช้สัตว์ นอกจากนี้ คณะกรรมการเห็นว่าควรเลือกใช้วิธีการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อเป็นวิธีการผลิต mAb โดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับ mAb ที่มีความต้องการกำลังการผลิตในระดับสูง (large scale) หาก hybridomas ไม่เติบโตหรือไม่ให้ผลผลิตตรงตามวัตถุประสงค์การทดลองที่ตั้งไว้ นักวิจัยจะเป็นผู้เสนอข้อเท็จจริงในการขอใช้วิธีการเพาะเลี้ยง hybridomas ในหลอดทดลอง ก่อนจะมีการเลือกใช้วิธีการผลิตในสัตว์ทดลอง

ข้อเสนอแนะที่ 1 : เป็นความจำเป็นสำหรับชุมชนด้านวิทยาศาสตร์ในการหลีกเลี่ยงหรือลดความเจ็บปวดทรมานของสัตว์ นอกจากนี้ในช่วงเวลาหลายปีต่อจากนี้เมื่อวิธีการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อได้รับการพัฒนามากยิ่งขึ้น การผลิต mAb จากวิธีเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อควรนำมาใช้ปฏิบัติเป็นวิธีพื้นฐาน หากไม่มีเหตุผลดีพอว่าเหตุใดไม่สามารถเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อได้ และเหตุใดวิธีการนี้ยังคงมีอุปสรรคเรื่องค่าใช้จ่ายซึ่งขึ้นอยู่กับเงินทุนที่แผนงานได้รับการสนับสนุน ซึ่งควรแก้ไขโดยการจัด facility ของสถาบันเพื่อรองรับการผลิตแบบ tissue culture

มีเหตุผลหลากหลายที่อธิบายว่าเหตุใดไม่สามารถเลือกใช้วิธีการผลิต mAb ในสัตว์ ได้แก่:

- 1) cell lines บางชนิดไม่สามารถเติบโตในสภาพเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ
- 2) ในหลายๆงานวิจัยซึ่งต้องการ mAb ที่แตกต่างกันหลากหลายชนิดที่ปริมาณความเข้มข้นสูงๆ เพื่อฉีดเข้าในหนู วิธีการผลิตในหลอดทดลอง (*in vitro*) ไม่มีประสิทธิภาพ

3) cell lines ของหนูแรทโดยปกติจะไม่มีประสิทธิภาพในการสร้าง mAb ในหนูแรทและพัฒนาได้ยากในสภาพเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ แต่ต้องสร้าง mAb โดยการกระตุ้นภูมิคุ้มกันในหนูไม่ซ้ (immunocompromised mice)

4) กระบวนการที่ใช้เพื่อการทำเซลล์ให้บริสุทธิ์ (purification) หรือการสร้างความเข้มข้น (concentration) จากวิธี *in vitro* ทำให้โปรตีนผิดลักษณะ (denaturation) และลดหน้าที่ของ Ab ลง

5) วิธี tissue culture ให้ผลิต mAb ที่ไม่ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงตามปกติของโปรตีนด้วยน้ำตาล และความผิดปกตินี้เองจะมีผลในการทำงานและหน้าที่ของ mAb

6) การเกิดการปนเปื้อนของ cell lines ด้วยเชื้อราหรือแบคทีเรียทำให้ต้องมีการเตรียมพร้อมสำหรับขั้นตอนการส่งผ่าน cell lines เข้าไปในหนูเพื่อไม่ให้เสีย cell lines นั้นไป

7) cell lines บางชนิดไม่มีความสามารถในการเติบโตในสภาพ tissue culture ซึ่งทำให้ไม่สามารถให้ผลผลิต mAb ที่เพียงพอทำให้เกิดปัญหาใหญ่ตามมา ด้วยเหตุผลต่างๆเหล่านี้เอง คณะกรรมการจึงสรุปว่ายังคงมีความจำเป็นด้านวิทยาศาสตร์ที่จำเป็นต้องใช้วิธีการผลิตในสัตว์ อย่างไรก็ตามเมื่อเวลาผ่านไป เมื่อวิธี *in vitro* มีการพัฒนามากยิ่งขึ้น ความจำเป็นในการใช้วิธีการผลิต mAb ในสัตว์ย่อมจะลดลง

ข้อเสนอแนะที่ 2: ไม่ควรห้ามใช้วิธีการทำให้หนูท้องมานเพื่อการผลิต mAb เนื่องจากยังคงมีความจำเป็นด้านวิทยาศาสตร์อยู่

ยังไม่มีหลักฐานเป็นที่ประจักษ์ว่านัยสำคัญของความเจ็บปวดทรมานเกิดจากการฉีดสารเข้าไปในหนูด้วยสารเคมีที่ทำให้เกิดการเติบโตของเซลล์เนื้องอก (pristine) แต่ความเจ็บปวดทรมานจะเกิดในระหว่างที่สัตว์มีอาการท้องมาน โดยเฉพาะเมื่อ cell lines บางชนิดเช่นเนื้อเยื่อที่เป็นเนื้อร้ายถูกนำมาใช้และในกรณีที่หนูเกิดอาการท้องมานอย่างมีนัยสำคัญ ดังนั้นหลังจากการฉีด hybridomas แล้วควรมีการประเมินสภาพสัตว์ทุกวันรวมทั้งในวันหยุดและวันนักขัตฤกษ์ด้วยหลังจากสัตว์เริ่มปรากฏอาการท้องมานให้เห็น ควรมีการเจาะระบายของเหลวออกจากช่องท้องก่อนที่สัตว์จะทรมานจากอาการท้องมานนั้น ควรพิจารณาสิ้นสุดการทดลองเมื่อเจาะเก็บของเหลวจากสัตว์ และจะอนุญาตให้มีการเจาะเก็บของเหลวหลายครั้งก็ต่อเมื่อสัตว์ไม่แสดงอาการทรมาน

ข้อเสนอแนะที่ 3: หากใช้วิธีการผลิต mAb โดยการทำให้สัตว์ท้องมาน ต้องมีการกระทำที่สมเหตุสมผลทุกอย่างเพื่อลดความเจ็บปวดทรมานที่จะเกิดกับสัตว์ รวมทั้งต้องมีการสังเกตสัตว์อย่างสม่ำเสมอ จำกัดจำนวนครั้งที่เจาะเก็บของเหลว และเตรียมพร้อมเพื่อการทำการุณยฆาตหากสัตว์แสดงอาการทรมาน

2 ใน 13 ชนิดของ mAb ได้รับการรับรองจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาว่าเป็นไปเพื่อการรักษาไม่สามารถผลิตขึ้นโดยกระบวนการ *in vitro* ได้ หรือหากจะเปลี่ยนไปใช้วิธี *in vitro* ต้องได้รับการยืนยัน (เนื่องจากเป็นข้อบังคับ) ว่าผลที่ได้มีความเทียบเท่ากันทางชีวภาพ (bioequivalence) ซึ่งอาจไม่เป็นที่

ยอมรับด้านต้นทุนการผลิต ยิ่งกว่านั้น mAb หลายชนิดที่ผลิตเพื่อการค้าโดยปกติจะผลิตในสัตว์ โดยเฉพาะเมื่อปริมาณที่ต้องการน้อยกว่า 10 กรัม ซึ่งเป็นอีกกรณีหนึ่งที่อาจนำมาพิจารณาไม่ใช้วิธีต้นทุนสูงอย่างวิธีการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ อย่างไรก็ตามด้วยเทคโนโลยีที่จะเกิดขึ้นในอนาคตเพื่อการกลั่นกรองกระบวนการ (refinement) สื่อ (media) ต่างๆ และการฝึกปฏิบัติต่อไปข้างหน้า การผลิต mAb โดยการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อเพื่อสนองความต้องการด้านงานวิจัยและการรักษาผู้ป่วยน่าจะพอเปรียบเทียบกับค่าใช้จ่ายที่สูงขึ้นกับวิธีการผลิตในสัตว์ได้ และสามารถนำมาใช้ทดแทนวิธีการใช้สัตว์ทดลองได้ด้วย

ข้อเสนอแนะที่ 4: mAb ที่ขณะนี้ผลิตเพื่อการค้าโดยการผลิตในสัตว์ควรจะทำต่อไป แต่ในระดับอุตสาหกรรมควรจะพัฒนาเพื่อใช้วิธีเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ

ในบางครั้ง การผลิต mAb โดยการทำให้สัตว์เกิดท้องมานอาจมีความจำเป็น แต่มีข้อเสนอตามหลักเกณฑ์ของ IACUC เพื่อกำหนดแนวทางเรื่องการผลิต mAb ในหนูโดยการทำให้สัตว์ท้องมานดังนี้

เมื่อส่วนที่ลอยอยู่ด้านบน (supernatant) ของความหนาแน่นของ hybridomas ที่เพาะเลี้ยงมีอายุประมาณ 7-10 วัน (ใช้วิธี stationary batch method) จะให้ผลผลิต mAb ที่มีความเข้มข้นต่ำกว่า 5 ug/ml หากมีการนำ hollow-fiber reactor หรือระบบ semipermeable-membrane มาใช้ความเข้มข้นที่ระดับ 500 ug/ml และ 300 ug/ml ตามลำดับ จะถูกพิจารณาว่า mAb มีความเข้มข้นต่ำ

เมื่อมีความต้องการ mAb มากกว่า 5 mg ที่ถูกผลิตได้จากแต่ละ 5 hybridomas cell lines หรือมากกว่า พร้อมกัน ซึ่งในด้านเทคนิคแล้วเป็นไปได้ยากที่จะผลิต mAb ได้ในปริมาณนี้ เนื่องจากต้องมีการตรวจติดตามและมีกระบวนการที่มีประสิทธิภาพสูงกว่าระดับเฉลี่ยที่ใช้ในห้องปฏิบัติการ

เมื่อผลการวิเคราะห์ mAb ที่ผลิตได้จากกระบวนการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ แสดงให้เห็นว่าบทบาทของ Ab ที่ต้องการถูกทำลายลงหรือสูญเสียไป

เมื่อ hybridomas cell lines สามารถเติบโตและเพิ่มจำนวนได้เฉพาะในหนูเท่านั้น

เมื่อมีความต้องการ mAb มากกว่า 50 mg และประสิทธิภาพของ cell lines ก่อนหน้าชี้ให้เห็นว่า hollow-fiberreactor, small-volume membrane-based fermentors หรือเทคนิคอื่นไม่เป็นไปตามความต้องการในช่วงการเติบโตและการเพิ่มประสิทธิภาพที่ดีที่สุด

คณะกรรมการมีความเห็นว่าหลักเกณฑ์เหล่านี้ยังไม่ได้ครอบคลุมในทุกประเด็น ซึ่งก็คือหน้าที่รับผิดชอบของคณะกรรมการดูแลการเลี้ยงและใช้สัตว์ ในการพิจารณาว่าการใช้สัตว์ทดลองมีความจำเป็นทางวิทยาศาสตร์หรือเป็นเพียงการทดลองตามปกติ หลักเกณฑ์เหล่านี้ไม่ได้ถูกกำหนดขึ้นเพื่ออธิบายกรณี cell lines ผลิตได้ในปริมาณต่ำหรือเมื่อวิธี tissue culture ไม่มีประโยชน์สำหรับการผลิต mAb อีกต่อไป

เอกสารอ้างอิง

1. Ascites Production in Mice. NIH Animal Research Advisory Committee Guideline. Revised March 27, 2002. <http://oacu.od.nih.gov/ARAC/ascites.pdf>
2. Special Section on Monoclonal Antibodies. Alternatives to Animal Testing on the Web (ALTWEB). <http://altweb.jhsph.edu/mabs/mabs.htm>
3. Behavioral, Clinical, and Physiological Analysis of Mice Used for Ascites Monoclonal Antibody Production (Attachment C). Norman C. Peterson. Comparative Medicine 50(5): 516-526, 2000.
4. Monoclonal Antibody Production in Murine Ascites I and II (Attachments D and E). Jackson LR, Trudel LJ, Fox JG, Lipman NS. Laboratory Animal Science 49(1): 70-86, 1999.
5. ILAR Journal Volume 37, Number 3, 141-152 (1995).
6. ILAR Report on Monoclonal Antibody Production. A Report of the Committee on Methods of Producing Monoclonal Antibodies. Institute for Laboratory Animal Research, National Research Council. 1999. <http://grants.nih.gov/grants/policy/antibodies.pdf>