

# ข้อควรระวัง !

ในการเก็บตัวอย่างน้ำลายเพื่อตรวจ **COVID-19**



## คำแนะนำ

- ควรศึกษาคู่มือการเก็บตัวอย่างน้ำลาย หรือวิดีโอสาธิตวิธีการเก็บน้ำลายอย่างละเอียด
- ใช้กระป๋องเก็บเสมหะที่มีฝาปิดสนิท
- ควรใช้ถุงซิปล็อก 3 ขนาด ในการแพ็คกระป๋องน้ำลาย

**ไม่**รับประทานอาหาร หรือดื่มเครื่องดื่ม อย่างน้อย **1 ชั่วโมง**

## ขั้นตอนการ **เก็บ**

**1** เท VTM ลงในกระป๋องน้ำลายก่อนเก็บน้ำลาย

**2** ขาน้ำลายออกมาจากในลำคอ เพื่อเก็บน้ำลายลงในกระป๋อง ควรได้อย่างน้อย 2 มิลลิลิตร หรือประมาณครึ่งช้อนชา

**3** ปิดฝากระป๋องด้วยพาราฟิล์ม ระวัง! ปิดไม่แน่น



## ขั้นตอนการ **ส่ง**

**4** ใส่ถุงซิปล็อก ชั้น 3 ชั้น จาก เล็ก กลาง ใหญ่ ให้กระป๋องตั้งขึ้น

**5** บรรจุลงในกล่องโฟมเก็บความเย็น โดยพยายามให้กระป๋องวางในแนวตั้ง (ควรจัดเก็บในอุณหภูมิประมาณ 4-8 องศา)

**6** ใส่ ice pack ลงในกล่องให้มีจำนวนเพียงพอที่จะรักษาความเย็นตลอดการจัดส่ง

**7** รีบส่งตัวอย่างโดย **เร็วที่สุด !**

23/พ.ค./2563

\*ข้อมูลโดยกองแพथยจีโนมิกส์และสนับสนุนนวัตกรรม

88/7 บำราศบวร ๓.ต.จ.นนทบุรี  
ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000  
โทร : 0-2951-0000, 0-2589-9850-8

