

กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

เปิดให้บริการทดสอบปริมาณแป้งและโปรตีน
ในถุงมือทางการแพทย์ 📢

ทดสอบหาปริมาณแป้งตกค้างในถุงมือทางการแพทย์

- ✓ เกณฑ์ตามมาตรฐาน ASTM D3578-19, ASTM D3577-19 และ ISO 10282:2023
- ✓ ทดสอบตามมาตรฐาน ASTM D6124-06 และ ISO 21171-2006
- ✓ จำนวนตัวอย่าง ระยะเวลา และค่าบริการ
 - **6 คู่** สำหรับถุงมือศัลยกรรมชนิดใช้ครั้งเดียว
 - **10 ชิ้น** สำหรับถุงมือตรวจวินิจฉัยทางการแพทย์ชนิดใช้ครั้งเดียว
 - ระยะเวลาดำเนินการ **7 วันทำการ**
 - อัตราค่าบริการ **600 บาท**

ทดสอบหาปริมาณโปรตีนในถุงมือทางการแพทย์

- ✓ เกณฑ์ตามมาตรฐาน ASTM D3578-19 และ ASTM D3577-19
- ✓ ทดสอบตามมาตรฐาน มอก. 2659-2558, ISO 12243:2003, ASTM D5712-15 และ EN 455-3:2015
- ✓ จำนวนตัวอย่าง ระยะเวลา และค่าบริการ
 - **10 คู่** สำหรับถุงมือศัลยกรรมชนิดใช้ครั้งเดียว
 - **20 ชิ้น** สำหรับถุงมือตรวจวินิจฉัยทางการแพทย์ชนิดใช้ครั้งเดียว
 - ระยะเวลาดำเนินการ **10 วันทำการ**
 - อัตราค่าบริการ **2,000 บาท**



ช่องทางการรับ-ส่งตัวอย่าง

ศูนย์รวมบริการ (One Stop Service Center)



02-951-0000-9 ต่อ 99678, 99855



กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
Department of Medical Sciences



สำนักรังสีและเครื่องมือแพทย์ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข